

Dans quelles indications PAREPLAIE® est-il pris en charge ?

- PAREPLAIE® est pris en charge pour :
 - Les patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée
 - Les patients atteints de lésions médullaires.

Quel est le niveau de prise en charge ?

- Code LPPR :1221855,
- Désignation : ESCARRES, ACCESSOIRES, COUSSIN DE DECHARGE DU TALON, DES COUDES OU DES GENOUX Dispositifs médicaux et matériels de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés. Lits et matériels pour lits. Accessoire d'aide à la prévention des escarres,
- Tarif LPPR TTC : 16.01 € TTC par unité (32.02 € TTC la paire)

Quelles sont les formes existantes ?

- PAREPLAIE forme droite en tailles XS, S et M vendues à l'unité et en paires.
- PAREPLAIE forme talon en tailles S et M vendues à l'unité et en paires.

Prescription


- Mme. ou M. X présente un risque d'escarre de X sur l'échelle de Norton (ou Braden ou Waterloo). Son état nécessite la délivrance d'un dispositif PAREPLAIE d'aide à la prévention des escarres pour (préciser COUDE, GENOU, TALON) en taille (préciser S, ou M)

Délivrance

- Magasins de matériel médical ou pharmacie en précisant la taille choisie (voir au verso)
- Contacter le service client au 01 34 22 30 20 ou par mail à service-client@mercure-innovation.com

Comment choisir ma taille de PAREPLAIE® ?

▮ Pour la forme droite (bras et jambes) :



Positions du PAREPLAIE	Mesures en cm		Choisir la taille de PAREPLAIE	Références	
				Paire	Unité
entre A et B	A entre 35 à 27 cm	B entre 26 et 21 cm	M	DM 11	DM 28
	A entre 26 et 21 cm	B entre 21 et 16 cm	S	DM 10	DM 27
	A inférieure à 22 cm	B inférieure à 18 cm	XS	DM 44	DM 45
entre B et C	B entre 35 à 27 cm	C entre 26 et 21 cm	M	DM 11	DM 28
	B entre 26 et 21 cm	C entre 21 et 16 cm	S	DM 10	DM 27
	B inférieure à 22 cm	C inférieure à 18 cm	XS	DM 44	DM 45

▮ Pour la forme talon :

Positions du PAREPLAIE	Pointures de chaussures	Choisir la taille de PAREPLAIE	Références	
			Paire	Unité
Talon	35 au 38	S	DM 29	DM 31
	38 au 42	M	DM 30	DM 32